Założenia operacyjne (przesył danych przez bluetooth)

- Aplikacja działa na toczącym się baseline'ie:
 - HR_baseline = mediana HR z ostatnich 120 s (tylko gdy brak intensywnego ruchu)
 - GSR_baseline = mediana GSR z ostatnich 120 s (filtrowany ruch)
- Ocena co 10 s w oknie kroczącym: liczymy średnią HR i GSR oraz pikowania GSR (SCR)

1) Progi bazowe (startowe, przed modyfikacjami)

- HR: alarmowy wzrost = ΔHR_base = +12 bpm
- GSR (poziom): +25% ponad baseline → GSR_thresh_base = 1.25 × GSR_baseline
- SCR (piki): ≥2 piki ≥ 0.05 μS w 60 s

2) Mnożniki z ankiety

2.1 Wiek × płeć

GSR (m_GSR_age_sex):

Wiek	Kobieta	Mężczyzna
≤17	1.12	1.14
18–29	1.06	1.08
30–49	1.00	1.02
50–64	0.92	0.94
≥65	0.86	0.90

HR (m_HR_age):

Wiek	m_HR_age
≤17	1.05
18–29	1.03
30–49	1.00
50–64	0.95

2.2 Aktywność fizyczna

≥65 0.90

Treningi ≥30 min/tydz.	m_HR_fit	m_GSR_fit
0	1.00	1.00
1–2	0.98	1.00
3–4	0.94	1.00
≥5	0.90	1.00

2.3 Stan zdrowia

Choroba serca (jedna opcja):

• Brak: m_HR_heart = 1.00

• Niewydolność (NYHA I–II): 1.12

• Arytmie nadkomorowe stabilne: 1.08

• Tachykardia zatokowa przewlekła: 1.05

• Choroba niedokrwienna stabilna: 1.06

Nadciśnienie: m_HR_bp = 1.05

Choroba skóry (jedna opcja):

• Brak: m_GSR_skin = 1.00

• Egzema/AZS aktywne: 1.30

• Łuszczyca dłoniowa: 1.25

• Silna suchość skóry: 1.20

Leki:

• Beta-blokery: m_HR_drug = 0.70

• Leki przeciwlękowe: m_HR_drug = 0.95, m_GSR_drug = 0.95

• Brak: m_HR_drug = 1.00, m_GSR_drug = 1.00

Łączne mnożniki (clip do 0.70-1.30):

m_HR = clip(m_HR_age * m_HR_fit * m_HR_heart * m_HR_bp * m_HR_drug, 0.70, 1.30)
m_GSR = clip(m_GSR_age_sex * m_GSR_fit * m_GSR_skin * m_GSR_drug, 0.70, 1.30)

3) Wagi czujników z subiektywnej charakterystyki

Start: w_HR = 0.40, w_GSR = 0.40, w_VAS = 0.20 (suma = 1)

Modyfikacje:

Szybsze bicie serca → w_HR +0.10, w_GSR -0.10

- Pocenie dłoni → w_GSR +0.10, w_HR -0.10
- Problemy z oddechem \rightarrow w_HR +0.05
- Drżenie mięśni/rak → w GSR +0.05
- Trudność w koncentracji → w_VAS +0.05

Potem normalizacja do sumy = 1 i przycięcie każdej wagi do zakresu [0.15, 0.70]

4) Progi po zastosowaniu mnożników

- HR_thresh = HR_baseline + m_HR × 12 bpm
- GSR_level_thresh = (1 + 0.25 × m_GSR) × GSR_baseline
- SCR_thresh = round(clip(2 × m_GSR, 1, 3))
- VAS_thresh = round(clip(2 × (w_VAS/0.20), 1, 4))

5) Decyzja i wskaźnik stresu

Flagi binarne:

- flag_HR = HR_mean_10s > HR_baseline + ΔHR_thresh
- flag_GSR = (GSR_mean_10s > GSR_level_thresh) or (SCR_60s ≥ SCR_thresh)
- flag_VAS = (VAS_cur VAS_rest) ≥ VAS_thresh

Indeks stresu (0-1):

```
 z_{HR} = (HR_{mean\_10s} - HR_{baseline}) / 12   z_{GSR} = (GSR_{mean\_10s} - GSR_{baseline}) / (0.25*GSR_{baseline} + 0.05)   SI = w_{HR}*s(z_{HR}) + w_{GSR}*s(z_{GSR}) + w_{VAS}*clamp((VAS_{cur} - VAS_{rest})/6, 0, 1)   s(x) = 1 / (1 + e^{(-x)})
```

Preferencje użytkownika:

• "O każdym wzroście" → alert, gdy SI ≥ 0.50 lub ≥1 flaga

• "Tylko silny" → alert, gdy SI ≥ 0.70 lub ≥2 flagi

Wyświetlanie:

- Kategorie: Niski <0.50, Średni 0.50–0.70, Wysoki >0.70
- Skala 1–10: round(1 + 9 × SI)

Jeśli użytkownik zaznaczył interwencje → proponuj ćwiczenie oddechowe przy SI ≥ 0.80

6) pseudokod mniej więcej jak ma to działać

```
m_HR = clip(prod([...HR multipliers...]), 0.70, 1.30)
m GSR = clip(prod([...GSR multipliers...]), 0.70, 1.30)
ΔHR thresh
               = 12 * m HR
GSR_level_thresh = (1 + 0.25*m_GSR) * GSR_baseline
SCR_thresh
               = int(round(clip(2*m_GSR, 1, 3)))
VAS thresh
             = int(round(clip(2*(w_VAS/0.20), 1, 4)))
flag_HR = HR_mean_10s > HR_baseline + ΔHR_thresh
flag_GSR = (GSR_mean_10s > GSR_level_thresh) or (SCR_60s >= SCR_thresh)
flag_VAS = (VAS_cur - VAS_rest) >= VAS_thresh
z_HR = (HR_mean_10s - HR_baseline) / 12.0
z_GSR = (GSR_mean_10s - GSR_baseline) / (0.25*GSR_baseline + 0.05)
SI = w_HR*sigma(z_HR) + w_GSR*sigma(z_GSR) + w_VAS*clamp((VAS_cur -
VAS rest)/6, 0, 1)
if pref == "all":
  alert = (SI >= 0.50) or (flag_HR or flag_GSR or flag_VAS)
```

else:

alert = (SI
$$\geq$$
= 0.70) or ((flag_HR + flag_GSR + flag_VAS) \geq = 2)